



Pacientes DamonTM,
fotografia autorizada pelo Dr. Ramón Perera.

PARA TODOS OS TIPOS DE TRATAMENTO

**Apresentamos a 8ª geração
de bráquetes do Sistema DamonTM**, inspirada
por Ortodontistas de todo o mundo.



DAMONTM 

FIÁVEL. VERSÁTIL. CONVENIENTE.

Representando mais de 20 anos de inovação e inspirado por dentistas de todo o mundo, o Damon™ Q2 é o bráquete de 8ª geração do mundialmente reconhecido Sistema Damon™ - uma combinação de bráquetes autoligados passivos, sequência de arcos de força rápida, e protocolos de tratamento recomendados que são utilizados para finalizar milhões de casos com sucesso.



Damon™ SL
1996



Damon™ 2
2001



Damon™ 3
2004



Damon™ 3MX
2005



Damon™ Q2
2017



Damon™ Q
2008




Damon™ Clear
2009



Damon™ Clear2
2014




Ao combinar a fiabilidade dos
bráquetes Damon™ com a
conveniência de uma ampla
área por baixo das aletas e
um maior controle rotacional,
o Damon Q2 oferece a
**versatilidade necessária para
tratar de forma eficiente
TODOS os casos** com
mecânicas simplificadas.



PARA TODOS OS TIPOS DE TRATAMENTO


CONFIÁVEL. FÁCIL DE USAR.

O instrumento **SpinTek™** utiliza forças recíprocas durante a abertura para poder trocar os arcos e fazer ajustes durante o tratamento de forma fiável.



FÁCIL DE ABRIR

Para abrir a tampa, uma simples volta com o Instrumento de abertura SpinTek dispersa as baixas forças recíprocas em direções opostas.




FÁCIL DE FECHAR

Ao fechar a tampa de forma segura, ouve-se/sente-se um sinal audível/táctil.



A forma romboidal da base e a nova linha média vertical gravada ajudam a guiar o bráquete durante a colocação.

VERSÁTIL. CONVENIENTE.



Áreas amplas debaixo das aletas permitem receber todas as cadeias elásticas, elásticos, ligaduras de aço e outros auxiliares para uma maior versatilidade de tratamento.



Bráquetes de perfil baixo e tamanho pequeno com cantos suaves e arredondados, desenhado tendo em conta o conforto e a estética do paciente.

Comparação do **Damon™ Q** e **Damon™ Q2**



Damon™ Q
Superior
3 e 4 padrão




Damon™ Q2
Superior
3 e 4 padrão



Ganchos removíveis muito convenientes e **ganchos permanente** opcionais, desenhados para serem duráveis com os elásticos e auxiliares Ormco.

EFICIENTE. PREVISÍVEL.

O Slot de alta precisão com quatro paredes sólidas que oferecem um **controle da rotação duas vezes superior**** para acabamentos previsíveis e tratamentos eficientes.




Prescrição modificada† para incisivos centrais, laterais e caninos superiores em bráquetes de torque standard para acabamentos previsíveis.

** Duas vezes superior U3-3 quando comparado com o bracket DQ original.

† Prescrição standard/baixo torque (-6/+4/0) Damon'M 3MX standard/low torque (-6/+4/0).

CONFIÁVEL. DURÁVEL

Base do bráquete com malha de calibre 80 que proporciona uma cimentação resistente durante todo o tratamento e uma cimentação fácil.



Construção em aço inoxidável 17-4 moldado por injeção, proporciona resistência excepcional e durabilidade durante todo o tempo de tratamento.



ABRANGENTE. FLEXÍVEL.

Para apoiar os protocolos de tratamento do **Sistema Damon™** e as suas **preferências de mecânica**, tem à sua disposição uma grande variedade de arcos Sistema Damon™, produtos auxiliares, instrumentos e produtos de cimentação.

IDENTIFICAÇÃO DO BRÁQUETE

Pontos de identificação coloridos estão localizados nas aletas de cada bráquete. Uma marcação de identificação permanente (Sistema Internacional) também é moldada na base do slot.



IDENTIFICAÇÃO DO DENTE

5	4	3	2	1	1	2	3	4	5
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	4	3	2	1	1	2	3	4	5

Verde: Baixo torque **Azul:** Torque padrão **Vermelho:** Alto torque
Todos os bráquetes do Damon™ - Marcação na base do slot, (+) = alto torque, (-) = baixo torque.

DAMON™ Q2

DAMON Q2 ALTO TORQUE - 8.000.2258

DENTE	TOR.	ANG.	ROT.	TIPO	DENTE	REF. ORMCO
Central	+22°	+5°	0°	A	11	8.000.2330
Central	+22°	+5°	0°	A	21	8.000.2331
Lateral	+13°	+9°	0°	A	12	8.000.2336
Lateral	+13°	+9°	0°	A	22	8.000.2337
Canino com gancho	+11°	+5°	0°	A	13	8.000.2370
Canino com gancho	+11°	+5°	0°	A	23	8.000.2371
1º e 2º pré-molar com gancho	-11°	+2°	0°	P	14/15	8.000.2372
1º e 2º pré-molar com gancho	-11°	+2°	0°	P	24/25	8.000.2373
Central	-3°	+2°	0°	P	31	8.000.2302
Central	-3°	+2°	0°	P	41	8.000.2303
Lateral	-3°	+4°	0°	P	32	8.000.2308
Lateral	-3°	+4°	0°	P	42	8.000.2309
Canino com gancho	+13°	+5°	1°	A	33	8.000.2359
Canino com gancho	+13°	+5°	2°	A	43	8.000.2358
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	34	8.000.2360
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	44	8.000.2361
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	35	8.000.2364
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	45	8.000.2365

DAMON Q2 TORQUE PADRÃO - 8.000.2250

DENTE	TOR.	ANG.	ROT.	TIPO	DENTE	REF. ORMCO
Central	+12°	+5°	0°	P	11	8.000.2326
Central	+12°	+5°	0°	P	21	8.000.2327
Lateral	+8°	+9°	0°	P	12	8.000.2333
Lateral	+8°	+9°	0°	P	22	8.000.2332
Canino com gancho	+7°	+5°	0°	P	13	8.000.2366
Canino com gancho	+7°	+5°	0°	P	23	8.000.2367
1º e 2º pré-molar com gancho	-11°	+2°	0°	P	14/15	8.000.2372
1º e 2º pré-molar com gancho	-11°	+2°	0°	P	24/25	8.000.2373
Central	-3°	+2°	0°	P	31	8.000.2302
Central	-3°	+2°	0°	P	41	8.000.2303
Lateral	-3°	+4°	0°	P	32	8.000.2308
Lateral	-3°	+4°	0°	P	42	8.000.2309
Canino com gancho	+7°	+5°	0°	P	33	8.000.2354
Canino com gancho	+7°	+5°	0°	P	43	8.000.2355
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	34	8.000.2360
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	44	8.000.2361
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	35	8.000.2364
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	45	8.000.2365

Verde: Baixo torque **Azul:** Torque padrão **Vermelho:** Alto torque

O Damon™ O2 oferece um **sistema completo e intercambiável** de aparelhos metálicos e estéticos, e funciona perfeitamente com: bráquetes **Damon™ Q**, bráquetes **Damon™ Clear2**, tubos vestibulares **SnapLink™** tubos vestibulares **Accent™ Mini** e tubos vestibulares Titanium.



DAMON Q2 BAIXO TORQUE - 8.000.2254

DENTE	TOR.	ANG.	ROT.	TIPO	DENTE	REF. ORMCO
Central	+2°	+5°	0°	B	11	8.000.2328
Central	+2°	+5°	0°	B	21	8.000.2329
Lateral	-5°	+9°	0°	B	12	8.000.2334
Lateral	-5°	+9°	0°	B	22	8.000.2335
Canino com gancho	-9°	+5°	0°	B	13	8.000.2368
Canino com gancho	-9°	+5°	0°	B	23	8.000.2369
1º e 2º pré-molar com gancho	-11°	+2°	0°	P	14/15	8.000.2372
1º e 2º pré-molar com gancho	-11°	+2°	0°	P	24/25	8.000.2373
Central	-11°	+2°	0°	B	31	8.000.2305
Central	-11°	+2°	0°	B	41	8.000.2304
Lateral	-11°	+4°	0°	B	32	8.000.2311
Lateral	-11°	+4°	0°	B	42	8.000.2310
Canino com gancho	0°	+5°	0°	B	33	8.000.2357
Canino com gancho	0°	+5°	0°	B	43	8.000.2356
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	34	8.000.2360
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	44	8.000.2361
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	35	8.000.2364
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	45	8.000.2365

DAMON Q2 ALTO TORQUE INFERIOR - 8.000.2248

DENTE	TOR.	ANG.	ROT.	TIPO	DENTE	REF. ORMCO
Central	-3°	+2°	0°	P	31	8.000.2302
Central	-3°	+2°	0°	P	41	8.000.2303
Lateral	-3°	+4°	0°	P	32	8.000.2308
Lateral	-3°	+4°	0°	P	42	8.000.2309
Canino com gancho	+13°	+5°	1°	A	33	8.000.2359
Canino com gancho	+13°	+5°	2°	A	43	8.000.2358
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	34	8.000.2360
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	44	8.000.2361
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	35	8.000.2364
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	45	8.000.2365

DAMON Q2 TORQUE PADRÃO INFERIOR - 8.000.2246

DENTE	TOR.	ANG.	ROT.	TIPO	DENTE	REF. ORMCO
Central	-3°	+2°	0°	P	31	8.000.2302
Central	-3°	+2°	0°	P	41	8.000.2303
Lateral	-3°	+4°	0°	P	32	8.000.2308
Lateral	-3°	+4°	0°	P	42	8.000.2309
Canino com gancho	+7°	+5°	0°	P	33	8.000.2354
Canino com gancho	+7°	+5°	0°	P	43	8.000.2355
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	34	8.000.2360
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	44	8.000.2361
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	35	8.000.2364
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	45	8.000.2365

DAMON Q2 BAIXO TORQUE INFERIOR - 8.000.2247

DENTE	TOR.	ANG.	ROT.	TIPO	DENTE	REF. ORMCO
Central	-11°	+2°	0°	B	31	8.000.2305
Central	-11°	+2°	0°	B	41	8.000.2304
Lateral	-11°	+4°	0°	B	32	8.000.2311
Lateral	-11°	+4°	0°	B	42	8.000.2310
Canino com gancho	0°	+5°	0°	B	33	8.000.2357
Canino com gancho	0°	+5°	0°	B	43	8.000.2356
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	34	8.000.2360
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	44	8.000.2361
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	35	8.000.2364
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	45	8.000.2365

DAMON Q2 ALTO TORQUE SUPERIOR +
DAMON Q2 TORQUE PADRÃO INFERIOR - 8.000.2252

DENTE	TOR.	ANG.	ROT.	TIPO	DENTE	REF. ORMCO
Central	+22°	+5°	0°	A	11	8.000.2330
Central	+22°	+5°	0°	A	21	8.000.2331
Lateral	+13°	+9°	0°	A	12	8.000.2336
Lateral	+13°	+9°	0°	A	22	8.000.2337
Canino com gancho	+11°	+5°	0°	A	13	8.000.2370
Canino com gancho	+11°	+5°	0°	A	23	8.000.2371
1º e 2º pré-molar com gancho	-11°	+2°	0°	P	14/15	8.000.2372
1º e 2º pré-molar com gancho	-11°	+2°	0°	P	24/25	8.000.2373
Central	-3°	+2°	0°	P	31	8.000.2302
Central	-3°	+2°	0°	P	41	8.000.2303
Lateral	-3°	+4°	0°	P	32	8.000.2308
Lateral	-3°	+4°	0°	P	42	8.000.2309
Canino com gancho	+7°	+5°	1°	P	33	8.000.2354
Canino com gancho	+7°	+5°	2°	P	43	8.000.2355
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	34	8.000.2360
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	44	8.000.2361
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	35	8.000.2364
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	45	8.000.2365

DAMON Q2 TORQUE PADRÃO SUPERIOR +
DAMON Q2 BAIXO TORQUE INFERIOR - 8.000.2253

DENTE	TOR.	ANG.	ROT.	TIPO	DENTE	REF. ORMCO
Central	+12°	+5°	0°	P	11	8.000.2326
Central	+12°	+5°	0°	P	21	8.000.2327
Lateral	+8°	+9°	0°	P	12	8.000.2333
Lateral	+8°	+9°	0°	P	22	8.000.2332
Canino com gancho	+7°	+5°	0°	P	13	8.000.2366
Canino com gancho	+7°	+5°	0°	P	23	8.000.2367
1º e 2º pré-molar com gancho	-11°	+2°	0°	P	14/15	8.000.2372
1º e 2º pré-molar com gancho	-11°	+2°	0°	P	24/25	8.000.2373
Central	-11°	+2°	0°	B	31	8.000.2305
Central	-11°	+2°	0°	B	41	8.000.2304
Lateral	-11°	+4°	0°	B	32	8.000.2311
Lateral	-11°	+4°	0°	B	42	8.000.2310
Canino com gancho	0°	+5°	1°	B	33	8.000.2357
Canino com gancho	0°	+5°	2°	B	43	8.000.2356
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	34	8.000.2360
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	44	8.000.2361
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	35	8.000.2364
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	45	8.000.2365

DAMON Q2 BAIXO TORQUE SUPERIOR +
DAMON Q2 TORQUE PADRÃO INFERIOR - 8.000.2251

DENTE	TOR.	ANG.	ROT.	TIPO	DENTE	REF. ORMCO
Central	+2°	+5°	0°	B	11	8.000.2328
Central	+2°	+5°	0°	B	21	8.000.2329
Lateral	-5°	+9°	0°	B	12	8.000.2334
Lateral	-5°	+9°	0°	B	22	8.000.2335
Canino com gancho	-9°	+5°	0°	B	13	8.000.2368
Canino com gancho	-9°	+5°	0°	B	23	8.000.2369
1º e 2º pré-molar com gancho	-11°	+2°	0°	P	14/15	8.000.2372
1º e 2º pré-molar com gancho	-11°	+2°	0°	P	24/25	8.000.2373
Central	-3°	+2°	0°	P	31	8.000.2302
Central	-3°	+2°	0°	P	41	8.000.2303
Lateral	-3°	+4°	0°	P	32	8.000.2308
Lateral	-3°	+4°	0°	P	42	8.000.2309
Canino com gancho	+7°	+5°	0°	P	33	8.000.2354
Canino com gancho	+7°	+5°	0°	P	43	8.000.2355
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	34	8.000.2360
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	44	8.000.2361
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	35	8.000.2364
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	45	8.000.2365

DAMON Q2 TORQUE ALTO SUPERIOR +
DAMON Q2 BAIXO TORQUE INFERIOR - 8.000.2255

DENTE	TOR.	ANG.	ROT.	TIPO	DENTE	REF. ORMCO
Central	+22°	+5°	0°	A	11	8.000.2330
Central	+22°	+5°	0°	A	21	8.000.2331
Lateral	+13°	+9°	0°	A	12	8.000.2336
Lateral	+13°	+9°	0°	A	22	8.000.2337
Canino com gancho	+11°	+5°	0°	A	13	8.000.2370
Canino com gancho	+11°	+5°	0°	A	23	8.000.2371
1º e 2º pré-molar com gancho	-11°	+2°	0°	P	14/15	8.000.2372
1º e 2º pré-molar com gancho	-11°	+2°	0°	P	24/25	8.000.2373
Central	-11°	+2°	0°	B	31	8.000.2305
Central	-11°	+2°	0°	B	41	8.000.2304
Lateral	-11°	+4°	0°	B	32	8.000.2311
Lateral	-11°	+4°	0°	B	42	8.000.2310
Canino com gancho	0°	+5°	0°	B	33	8.000.2357
Canino com gancho	0°	+5°	0°	B	43	8.000.2356
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	34	8.000.2360
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	44	8.000.2361
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	35	8.000.2364
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	45	8.000.2365

DAMON Q2 TORQUE PADRÃO SUPERIOR +
DAMON Q2 ALTO TORQUE INFERIOR - 8.000.2256

DENTE	TOR.	ANG.	ROT.	TIPO	DENTE	REF. ORMCO
Central	+12°	+5°	0°	P	11	8.000.2326
Central	+12°	+5°	0°	P	21	8.000.2327
Lateral	+8°	+9°	0°	P	12	8.000.2333
Lateral	+8°	+9°	0°	P	22	8.000.2332
Canino com gancho	+7°	+5°	0°	P	13	8.000.2366
Canino com gancho	+7°	+5°	0°	P	23	8.000.2367
1º e 2º pré-molar com gancho	-11°	+2°	0°	P	14/15	8.000.2372
1º e 2º pré-molar com gancho	-11°	+2°	0°	P	24/25	8.000.2373
Central	-3°	+2°	0°	P	31	8.000.2302
Central	-3°	+2°	0°	P	41	8.000.2303
Lateral	-3°	+4°	0°	P	32	8.000.2308
Lateral	-3°	+4°	0°	P	42	8.000.2309
Canino com gancho	+13°	+5°	1°	A	33	8.000.2359
Canino com gancho	+13°	+5°	2°	A	43	8.000.2358
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	34	8.000.2360
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	44	8.000.2361
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	35	8.000.2364
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	45	8.000.2365

DAMON Q2 ALTO TORQUE SUPERIOR +
DAMON Q2 ALTO TORQUE INFERIOR - 8.000.2257

DENTE	TOR.	ANG.	ROT.	TIPO	DENTE	REF. ORMCO
Central	+2°	+5°	0°	B	11	8.000.2328
Central	+2°	+5°	0°	B	21	8.000.2329
Lateral	-5°	+9°	0°	B	12	8.000.2334
Lateral	-5°	+9°	0°	B	22	8.000.2335
Canino com gancho	-9°	+5°	0°	B	13	8.000.2368
Canino com gancho	-9°	+5°	0°	B	23	8.000.2369
1º e 2º pré-molar com gancho	-11°	+2°	0°	P	14/15	8.000.2372
1º e 2º pré-molar com gancho	-11°	+2°	0°	P	24/25	8.000.2373
Central	-3°	+2°	0°	P	31	8.000.2302
Central	-3°	+2°	0°	P	41	8.000.2303
Lateral	-3°	+4°	0°	P	32	8.000.2308
Lateral	-3°	+4°	0°	P	42	8.000.2309
Canino com gancho	+13°	+5°	1°	A	33	8.000.2359
Canino com gancho	+13°	+5°	2°	A	43	8.000.2358
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	34	8.000.2360
1º pré-molar com gancho	-12°	+4°	0°	P	44	8.000.2361
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	35	8.000.2364
2º pré-molar com gancho	-17°	+4°	0°	P	45	8.000.2365

DAMON Q2 TORQUE PADRÃO POSTERIORES
(PARA SER PERSONALIZADO) - 8.000.1829

DENTE	TOR.	ANG.	ROT.	TIPO	DENTE	REF. ORMCO
1º e 2º pré-molar com gancho	-11°	+2°	0°	P	14/15	8.000.2372
1º e 2º pré-molar com gancho	-11°	+2°	0°	P	24/25	8.000.2373
1º pré-molar com gancho G/O	-12°	+4°	0°	P	34	8.000.2360
1º pré-molar com gancho G/O	-12°	+4°	0°	P	44	8.000.2361
2º pré-molar com gancho G/O	-17°	+4°	0°	P	35	8.000.2364
2º pré-molar com gancho G/O	-17°	+4°	0°	P	45	8.000.2365

OPÇÕES DISPONÍVEIS DAMON Q2 - MAXILA

DENTE	TOR.	ANG.	ROT.	TIPO	DENTE	REF. ORMCO
Central	+12º	+5º	0º	P	11	8.000.2326
Central	+12º	+5º	0º	P	21	8.000.2327
Central	+2º	+5º	0º	B	11	8.000.2328
Central	+2º	+5º	0º	B	21	8.000.2329
Central	+22º	+5º	0º	A	11	8.000.2330
Central	+22º	+5º	0º	A	21	8.000.2331
Lateral	+8º	+9º	0º	P	12	8.000.2333
Lateral	+8º	+9º	0º	P	22	8.000.2332
Lateral	-5º	+9º	0º	B	12	8.000.2334
Lateral	-5º	+9º	0º	B	22	8.000.2335
Lateral	+13º	+9º	0º	A	12	8.000.2336
Lateral	+13º	+9º	0º	A	22	8.000.2337
Canino com gancho	+7º	+5º	0º	P	13	8.000.2366
Canino com gancho	+7º	+5º	0º	P	23	8.000.2367
Canino	+7º	+5º	0º	P	13	8.000.2338
Canino	+7º	+5º	0º	P	23	8.000.2339
Canino	-9º	+5º	0º	B	13	8.000.2368
Canino	-9º	+5º	0º	B	23	8.000.2369
Canino com gancho	-9º	+5º	0º	B	13	8.000.2340
Canino com gancho	-9º	+5º	0º	B	23	8.000.2341
Canino com gancho	+11º	+5º	0º	A	13	8.000.2370
Canino com gancho	+11º	+5º	0º	A	23	8.000.2371
Canino	+11º	+5º	0º	A	13	8.000.2342
Canino	+11º	+5º	0º	A	23	8.000.2343
1º e 2º pré-molar com gancho	-11º	+2º	0º	P	14/15	8.000.2372
1º e 2º pré-molar com gancho	-11º	+2º	0º	P	24/25	8.000.2373
1º e 2º pré-molar	-11º	+2º	0º	P	14/15	8.000.2344
1º e 2º pré-molar	-11º	+2º	0º	P	24/25	8.000.2345
1º e 2º pré-molar com gancho - G/O	-11º	+2º	0º	P	14/15	8.000.2380
1º e 2º pré-molar com gancho - G/O	-11º	+2º	0º	P	24/25	8.000.2381
1º e 2º pré-molar com gancho - G/O	-11º	+2º	0º	P	14/15	8.000.2352
1º e 2º pré-molar com gancho - G/O	-11º	+2º	0º	P	24/25	8.000.2353

TUBOS

TUBOS SUPERIORES - 8.000.1541

DENTE	TOR.	ANG.	ROT.	DENTE	REF. ORMCO
1º molar superior (SnapLink)	-18º	0º	12º	16	8.000.1877
1º molar superior (SnapLink)	-18º	0º	12º	26	8.000.1878
2º molar superior (Mini Accent)	-27º	0º	6º	17	8.000.1881
2º molar superior (Mini Accent)	-27º	0º	6º	27	8.000.1882

OPÇÕES DISPONÍVEIS DAMON Q2 - MANDÍBULA

DENTE	TOR.	ANG.	ROT.	TIPO	DENTE	REF. ORMCO
Central	-3º	+2º	0º	P	11	8.000.2302
Central	-3º	+2º	0º	P	21	8.000.2303
Central	-11º	+2º	0º	B	11	8.000.2305
Central	-11º	+2º	0º	B	21	8.000.2304
Lateral	-3º	+4º	0º	P	11	8.000.2308
Lateral	-3º	+4º	0º	P	21	8.000.2309
Lateral	-11º	+4º	0º	B	12	8.000.2311
Lateral	-11º	+4º	0º	B	22	8.000.2310
Canino com gancho	+7º	+5º	0º	P	12	8.000.2354
Canino com gancho	+7º	+5º	0º	P	22	8.000.2355
Canino	+7º	+5º	0º	P	12	8.000.2314
Canino	+7º	+5º	0º	P	22	8.000.2315
Canino com gancho	0º	+5º	0º	B	13	8.000.2357
Canino com gancho	0º	+5º	0º	B	23	8.000.2356
Canino	0º	+5º	0º	B	13	8.000.2317
Canino	0º	+5º	0º	B	23	8.000.2316
Canino com gancho	+13º	+5º	0º	A	13	8.000.2359
Canino com gancho	+13º	+5º	0º	A	23	8.000.2358
Canino	+13º	+5º	0º	A	13	8.000.2319
Canino	+13º	+5º	0º	A	23	8.000.2318
1º pré-molar com gancho	-12º	+4º	0º	P	13	8.000.2360
1º pré-molar com gancho	-12º	+4º	0º	P	23	8.000.2361
2º pré-molar com gancho	-17º	+4º	0º	P	13	8.000.2364
2º pré-molar com gancho	-17º	+4º	0º	P	23	8.000.2365
1º pré-molar com gancho G/O	-12º	+4º	0º	P	14/15	8.000.2374
1º pré-molar com gancho G/O	-12º	+4º	0º	P	24/25	8.000.2375
2º pré-molar com gancho G/O	-17º	+4º	0º	P	14/15	8.000.2378
2º pré-molar com gancho G/O	-17º	+4º	0º	P	24/25	8.000.2379

TUBOS INFERIORES - 8.000.2003

DENTE	TOR.	ANG.	ROT.	DENTE	REF. ORMCO
1º molar inferior (SnapLink)	-28º	2º	2º	46	8.000.1879
1º molar inferior (SnapLink)	-28º	2º	2º	36	8.000.1880
2º molar inferior (Mini Accent)	-10º	0º	5º	47	8.000.1883
2º molar inferior (Mini Accent)	-10º	0º	5º	37	8.000.1884

SOMOS A ORMCO DO BRASIL

Pioneiros em bráquetes autoligados e líder mundial em consumíveis para Ortodontia, utilizamos nossas tecnologias mais avançadas para oferecer soluções inovadoras em tratamentos ortodônticos, que proporcionam ao paciente resultados superiores.

Todos os nossos produtos são desenvolvidos com tecnologia pioneira e de ponta, e proporcionam aos pacientes resultados superiores, mais conforto e soluções estéticas.



A qualidade dos nossos produtos e educação continuada são as chaves para o nosso sucesso em todo o mundo.

A Ormco foi criada em 1960, nos Estados Unidos, onde atualmente está localizada a fábrica, com mais de 1.300 metros quadrados. Nos últimos 50 anos, a marca destacou-se por inovações marcantes globalmente, como cimentação direta, bráquetes com base romboide, arcos Copper Ni-Ti, arcos TMA beta-titanium, bráquetes convencionais, autoligados e linguais. Hoje, é detentora das inovadoras patentes do Damon System, reconhecido em todo o mundo como um dos mais inovadores e tecnológicos sistemas de Ortodontia.

Nós somos parte da holding Envista, fundada em 2019 proveniente da gigante Danaher, com faturamento que soma mais de 2,5 bilhões de dólares anuais. Ao nosso lado, temos as mais valiosas marcas de Odontologia. No Brasil, estamos presentes em todo o território nacional com as marcas Dexis, Kerr, Nobel Biocare, Ormco e Metrex, além de comercializarmos os scanners intraorais;

Presente onde você estiver.

Para adquirir os produtos Damon, entre em contato com o time Ormco acessando o site: go.ormcobr.com/vendas, pelo e-mail vendasbrasil@ormco, com ou por meio do nosso WhatsApp, (11) 3323-0500.



Dexis, Kerr, Nobel Biocare, Ormco, Metrex
Alameda dos Aicás 527, Moema
CEP: 04086-001 | São Paulo/SP
Fone: (11) 3323 0500